

**Infinity Plates™****Płytki 96 - dołkowa PCR, z podwyższonym półkołnierzem, typu ABI®**

EP0.2C.ABI | 96 - dołkowa płytki PCR, 0,2 ml, z podwyższonym półkołnierzem, bezbarwna, typu ABI®

Kompatybilność z termocyklerami Applied Biosystem, QuantStudio 3, 5, 6, 7, 9700, 7500 .  
Jest zaprojektowana dla standardowych bloków 0,2 ml.

**Specyfikacja**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Objętość robocza próbki    | < 200 µl (0,2 ml) na dołek |
| Maksymalna pojemność dołka | 300 µl (0,3 ml) na dołek   |
| Grubość ścianek            | 0,30 mm                    |

**Cechy**

|          |                                  |           |
|----------|----------------------------------|-----------|
|          | Ramka                            | Dołek     |
| Kolor    | Bezbarwna                        | Bezbarwny |
| Materiał | Medyczny, dziewiczy polipropylen |           |

**Przechowywanie i użytkowanie**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Przechowywanie    | Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i UV, przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej                                     |
| Temperatura pracy | - 20°C do + 105°C   |
| Użycie produktu   | Zaprojektowany do jednorazowego użytku.<br>Przeznaczony wyłącznie do celów badawczo - naukowych.<br>Rekomendowane użycie z foliami OneCut™ (EF39 lub EF3)*. |

\* EF39 OneCut™ Films silnie przylegająca folia, optycznie przejrzysta do PCR i RT qPCR.

EF3 OneCut™ Films ultra czysta optycznie przejrzysta folia z klejem aktywowanym naciskiem, do RT qPCR.



Płytki wolne od DNazy, RNazy, endotoksyn i pirogenów.

Płytki wolne od ludzkiego DNA.

Testowanie endotoksyn (pirogenów):

Produkt jest testowany pod kątem braku endotoksyn/pirogenów przy użyciu metody LAL.

Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) i pasażowalna encefalopatia gąbczasta (TSE):

Żaden z produktów ani jego komponentów nie jest wytwarzany z materiałów pochodzenia zwierzęcego ani nie miał z nimi kontaktu.