



OPTIPETTE

pipety jednokanałowe i wielokanałowe



SCIENCE AT YOUR FINGERTIPS

Informacje dla zamawiających

Model	Nr kat.	Pojemność (µl)	A(%)	P(%)
OP2	5601	0,2	± 12	± 6,0
		1,0	± 2,7	± 1,3
		Max 2,0	± 1,5	± 0,7
OP10	5602	Min 0,5	± 4,0	± 2,8
		5,0	± 1,0	± 0,6
		Max 10,0	± 0,5	± 0,4
OP20	5603	Min 2	± 3,0	± 1,5
		10	± 1,0	± 0,5
		Max 20	± 0,8	± 0,3
OP50	5607	Min 5	± 2,5	± 2,0
		25	± 1,0	± 0,6
		Max 50	± 0,8	± 0,4
OP100	5604	Min 10	± 1,6	± 0,80
		50	± 0,8	± 0,24
		Max 100	± 0,8	± 0,20
OP200	5605	Min 20	± 1,2	± 0,60
		100	± 0,8	± 0,25
		Max 200	± 0,6	± 0,20
OP250	5600	Min 50	± 1,0	± 0,4
		125	± 0,8	± 0,3
		Max 250	± 0,6	± 0,3
OP1000	5606	Min 100	± 1,6	± 0,40
		500	± 0,7	± 0,20
		Max 1000	± 0,6	± 0,15
OP5000	5608	Min 1000	± 0,6	± 0,25
		2500	± 0,6	± 0,20
		Max 5000	± 0,5	± 0,15
OP10000	5609	Min 1000	± 2,5	± 0,6
		5000	± 0,8	± 0,3
		Max 10000	± 0,5	± 0,2

OP2 minimalna pojemność 0,1 µl.

Model	Nr kat.	Pojemność (µl)	A(%)	P(%)
OP8-10	5141	Min 0,5	± 10	± 8,0
		5	± 4,0	± 2,0
OP12-10	5145	Max 10	± 2,0	± 1,2
		Min 5	± 4,0	± 2,5
OP8-50	5142	25	± 3,0	± 1,2
		Max 50	± 1,6	± 0,6
OP12-50	5146	Min 20	± 3,0	± 1,5
		100	± 1,5	± 0,8
OP8-200	5143	Max 200	± 1,0	± 0,6
		Min 50	± 1,6	± 1,5
OP12-200	5147	150	± 1,2	± 1,0
		Max 300	± 1,0	± 0,6

Więcej informacji o serii pipet OPTIPETTE znajduje się na stronie: www.htl.com.pl

system rekalkibracji

zredukowane siły pipetowania

duża odporność chemiczna

kolorowe pierścienie identyfikacyjne

odporność na UV

szeroki wybór akcesoriów

