

OneCut™ folia optycznie przejrzysta, z klejem aktywowanym naciskiem

EF3 | Folia ultra czysta, optycznie przejrzysta, z klejem aktywowanym naciskiem, rekomendowana do RT qPCR

Rekomendowane użycie z płytkami InfinityPlates™
(EP0.1BC.BR, EP01WW.BR, EP01CC.R, EP0.1WW.R, EP0.2C.ABI, EP0.1C.ABI)

Cechy

	Folia	Klej
Kolor	Optycznie przezroczysta	Bezbarwny
Materiał	Poliolefin	Wrażliwy na nacisk silikon
Temperatura pracy	- 80°C do + 120°C	

Przechowywanie

Chronić przed działaniem promieni słonecznych i UV.

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 21°C.

Zaprojektowany do jednorazowego użytku w termocyklarach PCR.

Folie wolne od DNazy, RNazy endotoksyn i pirogenów.

Folie wolne od ludzkiego DNA.

Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) i pasażowalna encefalopatia gąbczasta (TSE):
Żaden z produktów ani jego komponentów nie jest wytwarzany z materiałów pochodzenia zwierzęcego ani nie miał z nimi kontaktu.