






EPRO OceanTips™ ultra gładkie, sterylne końcówki do pipet automatycznych z filtrem, pakowane w pudełku

Numer katalogowy		Pojemność	Opis	Sterylność	Spakowanie
EPT10F.R		10 µl	Kończówka o pojemności 10 µl od 0,1 µl do 10 µl, znaczniki na wysokości 2 µl i 10 µl	tak	10 pudełek x 96 końcówek
EPT10XLF.R		10 µl	Kończówka o pojemności 10 µl od 0,1 µl do 10 µl, wydłużone - 45,34 mm, znaczniki na wysokości 2 µl, 5 µl i 10 µl	tak	10 pudełek x 96 końcówek
EPT200F.R		200 µl	Kończówka o pojemności 200 µl od 1 µl do 200 µl, znaczniki na wysokości 10 µl, 50 µl i 100 µl	tak	10 pudełek x 96 końcówek
EPT1000F.R		1000 µl	Kończówka o pojemności 1000 µl od 100 µl do 1000 µl, bez znaczników	tak	10 pudełek x 100 końcówek
EPT1250F.R		1250 µl	Kończówka o pojemności 1250 µl od 50 µl do 1250 µl, ze znacznikami na wysokości 200 µl, 500 µl i 1000 µl	tak	8 pudełek x 96 końcówek

EPRO OceanTips™ wykonane są z wysokiej jakości naturalnego polipropylenu.

Elastyczny kołnierz zapewnia kompatybilność z większością pipet.

Autoklawowalne w temperaturze 121 °C przez 10-15 minut pod ciśnieniem 15 PSI.

Kończówki zachowują swoje właściwości, kształt i elastyczność kołnierza.

Nie zawierają RNazy, DNazy, ludzkiego DNA i pirogenów, inhibitorów PCR i endotoksyn.