





EPRO NoLoss OceanTips™ niskoretencyjne końcówki do pipet automatycznych, pakowane w torbie na suwak

Numer katalogowy		Pojemność	Opis	Sterylnosc	Spakowanie
EPT10.B7		10 µl	Końcówka o pojemności 10 µl od 0,1 µl do 10 µl, znaczniki na wysokości 2 µl i 10 µl	nie	1000 w torbie
EPT10XL.B7		10 µl	Końcówka o pojemności 10 µl od 0,1 µl do 10 µl, wydłużone - 45,34 mm, znaczniki na wysokości 2 µl, 5 µl i 10 µl	nie	1000 w torbie
EPT200.B7		200 µl	Końcówka o pojemności 200 µl od 1 µl do 200 µl, znaczniki na wysokości 10 µl, 50 µl i 100 µl	nie	1000 w torbie
EPT1000.B7		1000 µl	Końcówka o pojemności 1000 µl od 100 µl do 1000 µl, bez znaczników	nie	1000 w torbie

EPRO NoLoss OceanTips™ wykonane są z wysokiej jakości naturalnego polipropylenu.

Elastyczny kołnierz zapewnia kompatybilność z większością pipet.

Autoklawowalne w temperaturze 121 °C przez 10-15 minut pod ciśnieniem 15 PSI.
Końcówki zachowują swoje właściwości, kształt i elastyczność kołnierza.

Nie zawierają RNazy, DNazy, ludzkiego DNA i pirogenów, inhibitorów PCR i endotoksyn.